

409

EXPERTOS

en estética

EDICIÓN



DIGITAL

ESPECIAL

Estética regenerativa.
Todo sobre los exosomas
y factores de crecimiento

CUERPO


Sesión de GAP:
glúteos, abdominales y
piernas a tono para el verano

NEGOCIO

Faciales ASMR; fases hacia
el éxito en Instagram y
venta con propósito

www.expertosenestetica.es





Expertos en Estética

La novedad del equipo, el aplicador mini slaag motion, incorpora tres cabezales intercambiables que ejercen una suave fricción sobre los tejidos. Este proceso estimula la circulación sanguínea, mejora la estructura muscular y revitaliza la piel, consiguiendo un efecto *lifting* inmediato y duradero. "Cada cabezal me permite trabajar de manera focalizada en el tejido que quiero tratar de manera precisa, adaptando la intensidad y el movimiento según las necesidades de cada piel para maximizar los resultados", explica la facialista.

Paso a paso en cabina

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, pues este tratamiento se presentará en exclusiva en la primera edición de Expert Talks Live (un poco más abajo explicamos dónde y cuándo), la firma nos ha adelantado parte del protocolo. Siguiendo el mismo método de trabajo de su masaje icónico, Oliete propone un protocolo completo y efectivo que combina la precisión tecnológica del mini slaag motion con maniobras específicas diseñadas para relajar, reafirmar y revitalizar la piel, proporcionando resultados visibles desde la primera sesión.

1. Evaluación previa. Se analiza el tipo de piel y la estructura facial para personalizar el protocolo según las necesidades específicas de cada cliente.

2. Preparación de la piel. Se aplica Face Balm, un sérum enriquecido con potentes principios activos que hidratan y revitalizan la piel en profundidad, además de facilitar el deslizamiento de las esferas del aplicador.

3. Liberación de tensiones. La primera fase del tratamiento se centra en relajar las zonas de tensión del cuello, por ello es necesario el cabezal de esferas grandes y ejercer poca presión.

4. Reafirmación de los tejidos. Para conseguir este efecto, utilizaremos el cabezal de esferas pequeñas de gel y realizaremos maniobras específicas centradas en la zona mandibular y los pómulos. Para el tercio superior se empleará el cabezal totalmente liso, que logra el deseado efecto *lifting* y, al mismo tiempo, abre la mirada.

Presentación oficial

Como ya adelantábamos, el facial slaag Rhythm Lift by Silvia Oliete se presentará en exclusiva en la primera edición de Expert Talks Live, que se celebrará el próximo 7 de abril en Barcelona. Este encuentro reunirá a algunos de los profesionales más influyentes de la industria y servirá como punto de encuentro para compartir experiencias reales, descubrir nuevas tendencias y explorar a fondo todas las posibilidades que ofrece el nuevo manipulador tanto a nivel facial como corporal.

El evento tendrá lugar en un enclave exclusivo: la terraza del Sofitel Barcelona Skipper, un espacio privilegiado con vistas al mar; el ambiente perfecto para una jornada de in-



novación, formación y *networking*. "Es un escenario idóneo para fomentar el aprendizaje en un entorno inspirador, donde la innovación, el conocimiento y las *good vibes* serán los verdaderos protagonistas", opina también Marta Villalta, **Product Manager de la gama estética de novasonix group**. "Con estos eventos queremos empoderar a nuestros clientes, proporcionándoles herramientas y conocimientos que les ayuden a ofrecer tratamientos de vanguardia con la máxima eficacia y, por qué no, generar un espacio donde crear comunidad y compartir experiencias", añade Villalta.

Entre los expertos que participarán en esta jornada destacan Ana P. Lostao, Marta Soto y Juan de Dios Pérez, reconocidos por su amplia trayectoria en el ámbito de la estética avanzada. En una mesa redonda, estos referentes del sector compartirán sus conocimientos y experiencias sobre el uso del mini slaag motion, analizando su impacto en los tratamientos y cómo ha transformado su manera de trabajar en cabina. Aunque el momento más esperado será, sin duda, la demostración en vivo del protocolo completo de Silvia Oliete. ¡Estandremos atentos!





Lostao x Novasonix

El pasado 4 de marzo tuvimos la suerte de viajar a Zaragoza para conocer en primera persona, en el centro de referencia **Estética Lostao**, y de la mano de su directora, **Ana Puelles Lostao**, las nuevas tecnologías de la firma **Novasonix**: Hera facial (la única plataforma que combina cuatro tipos de radiofrecuencia a 448 kHz junto con vacumterapia y radiofrecuencia monopolar resistiva) y el Mini slaag motion, tres cabezales intercambiables que generan una suave fricción sobre los tejidos, activando la circulación y tonificando la musculatura del rostro. "Nuestra apuesta por la tecnología más avanzada nos permite ofrecer soluciones eficaces y seguras a nuestros clientes. La incorporación de Hera facial, Mini slaag motion y Tanit Aesthetic reafirma nuestro compromiso con la excelencia y la innovación", afirmaba la esteticista.

